

MEMOplanner medium



MEMOplanner medium

- Ett hjälpmedel som fungerar som kognitivt stöd i vardagen
- Utvecklad med stora referensgrupper
- Är designad för personer med särskilda behov av grafisk tydlighet
- Användarna är i alla åldrar och har olika diagnoser
- Bra gränssnitt för stödpersoner



Ett verktyg för tidshantering i vardagen

- MEMOplanner


- Lätt förståelig översikt över dagen, veckan och månaden
- Hjälper med dygnsorientering
- Tiden presenterad på ett enklare sätt
- Tydliga och personliga påminnelser



MEMOplanner



*Administrera på
distans via
dator/surfplatta*



MEMOplanner




*MEMOplanner
på smartphone*




Dagkalender med kategorier

- Få tydlig översikt
- Bilder/foton
- Tidpelare
- Kategorier
- Talstöd
- Inga andra appar



Dagvy utan kategorier


Tidpelaren kan placeras till vänster vilket ger mer plats för aktiviteter




“Det blir för mycket med två sidor, jag vill ha allt på samma”

Välj hur du vill se aktiviteterna



Tidpelare



Lista




Dag- och Natt-pelare



Dygnsorientering




- Se analog och digital klocka samtidigt
- Se om det är morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt
- Få dag och tid uppläst
- Särskild nattvisning



Visar tiden på ett enklare sätt med tidpelare både i kalendern och i aktiviteten

Tidpelare i kalendern



*Hur långt är det kvar?
Hur länge håller det på?
Finns det ledig tid?*

Kvartur i aktiviteten





Hur långt är det kvar?

Möjligt att visa pågående aktivitet i fullskärm



Medan aktiviteten pågår syns den i fullskärm. När tiden för aktiviteten gått ut ser du din vanliga kalendervy.



Översikt över veckan & månaden



Särskilda saker att komma ihåg läggs in som heldagsaktiviteter och hamnar längst upp i dagkalendern och visas som bild i månadsvisn




Talstöd överallt där man trycker

”Mat till Molly klockan halv nio på morgonen. Klart.”


”Klockan är tio över tio på förmiddagen”

”Ny”



”Sandra på besök klockan två på eftermiddagen till klockan halv fyra på eftermiddagen”

Stöd i utförande – använd Checklista



“Nu vet jag vad jag ska packa ned”

Stöd i utförande – använd anteckningar

21 februari 2020

09:00 - 13:00

Skansen



Utflykt till Skansen med Fritids. Vi tar bussen och spårvagnen dit. Vi tittar på djuren och äter matsäcken vi har med oss. Klockan 13 åker vi hem med spårvagn och buss. Vi äter mellanmål på fritids.

Larm Ta bort Ändra Stäng

fredag 21 februari 2020

Skola Fritid

7 Gå upp

8 Till skolan

9 Skansen

10

11

12

13

14 Fritids

15

Ny Dag Vecka Månad Meny





Tydliga och personliga påminnelser





Larm endast på starttid
möjlig

Minnesstöd: bocka av när man är klar - använd kvitterings funktionen






Eget bildarkiv

- möjligt att ladda upp egna bilder via myAbilia




Enkelt med färdiga aktiviteter - lägg upp basaktiviteter




Kom ihåg med hjälp av timer


1. Starta bastimer



2. Nedräkning pågår




Menyfunktioner



- Kamera
- Foton
- Fotokalender
- Nedräkning
- Snabbinställningar
- Inställningar
- Videosamtal

Exempel på användare - *Olivias MEMOplanner*



- Skoldagen till vänster, fritiden till höger
- Uppdelning av dagen
- Checklistor för t ex morgonrutiner
- Start- och sluttid på aktiviteter
- Handi-bilder och foton
- Veckodagsfärger

Exempel på användare - MEMOplanner för Alex

- Visuell översikt över dagen och veckan
- Hjälp med dygnsorienteringen
- Påminnelser om att komma igång och att bryta upp
- Synkroniserar med telefonen för struktur på arbetet



Mamma

Ge stöd kring dagliga rutiner på distans



Arbetsledare

Ge stöd kring arbetsuppgifter på distans



Exempel på användare - MEMOplanner för Mary

- Hjälp med dygnsorienteringen
- Få tydliga och personliga påminnelser om aktiviteter och andra viktiga saker
- Få stöd att komma ihåg namn och ansikten
- Minnesstöd genom att bocka av aktiviteterna




Anhöriga

Uppdaterar bilder på distans.
Lägger upp besökstider




Vårdpersonal

Lägger in besökstider och personal på distans
Administerar medicintider med larm på distans



MEMOplanner Medium



- 10" skärm
- Strömadapter
- Vägghäste
- Bordsstativ
- Putsduk
- Softcase
- Handbok MEMOplanner Medium
- Bruksanvisning MEMOplanner
- Snabbguide MEMOplanner
- Ett konto till myAbilia skapas på www.myabilia.com eller direkt på MEMOplanner vid uppstart.

